



The future of vision

ANILLO DE SIMBLÉFARON



Anillo de Simbléfaron

<i>Nombre de marca</i>	AJL ANILLO DE SIMBLÉFARON		
<i>Referencias</i>	SF-S-AJL	SF-M-AJL	SF-L-AJL
<i>Tamaño</i>	Pequeño: 22 x 19 x 1.2 mm	Mediano: 24 x 21 x 1.2 mm	Grande: 25 x 22 x 1.2 mm
<i>Descripción e Indicaciones</i>	<p>El ANILLO DE SIMBLÉFARON AJL es un dispositivo médico diseñado con una geometría específicamente adaptada al globo ocular.</p> <p>Se utiliza para evitar la adhesión total o parcial entre la cara interna del párpado y el globo ocular, así como para el mantenimiento del fondo de saco conjuntival.</p>		
<i>Material</i>	Acrílico de alta resistencia y acabado superficial apto para el uso ocular.		
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).		
<i>Presentación</i>	Envase unitario, estéril.		
<i>Caducidad</i>	4,5 años		

* Producto con marcado CE