



Piensa en BIOSEGURIDAD, piensa en TAGA

# KN95 RESPIRADORES



# KN95 Non Medical Respirator Face Mask

## Descripción de Producto

La mascarilla respiratoria no médica KN95 es una máscara protectora contra partículas. Tiene un alto grado de protección, mayor espacio de cámara, mejor permeabilidad al aire, comodidad y aplicabilidad, para proporcionar a los usuarios una segura y cómoda solución de protección contra partículas.

- La eficiencia del filtro supera el 95%, cumple con el estándar de China GB2626-2006 IEC62321-2:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-8:2017, FDA D387714, ICR Polska/VC/P6301726/A1
- Resistente a la inhalación <100 pa, resistente a la exhalación <70 pa.
- El gran espacio interno mejora la circulación del aire y brinda comodidad al usuario.
- Aprobado por CE EN149: 2001 + A1: 2009 y FDA
- El paquete individual contiene 1 máscara por bolsa, proporciona al usuario mas seguridad contra contaminantes.
- Dos bandas elásticas de ajuste revestida de algodón tipo alergénico.
- Contra partículas biológicas.
- Resistente a fluidos y otros materiales infecciosos.

### Usos Recomendados:

Industria no médica, construcción, minería, textil, fabricas, procesamiento de madera, electrónico, automóvil. Fabricación y otras industrias que requieren situaciones de protección de partículas, protecciones PM2.5 para días de neblina y personal.

### Especificaciones Técnicas:

Vida Útil: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Condición de almacenamiento:

Rango de temperatura cs -20 %C a 38 °C, humedad relativa máxima □ 80%



## Composición de materiales

Parte	Composición	Función
Capa Exterior	Tela sin tejer	Filtro primario, intercepta las partículas de gran tamaño
Capa de Filtro I	LV95 Tela fundida para pulverizar	Absorbe partículas grandes y proporciona preservación del calor. Absorbe partículas de tamaño mediano y suspende pequeñas.
Capa de Filtro II	Algodón de aire caliente	El material de algodón de aire caliente es suave y suelto y transpirable. para el llenado y la fijación de los moldes.
Capa de Filtro III	LV95 Tela fundida para pulverizar	Absorbe partículas grandes y proporciona preservación del calor. Absorbe partículas de tamaño mediano y suspende pequeñas.
Capa interna	Tela no tejida pro piel	El material de algodón de aire caliente es suave y suelto y transpirable para el llenado y la fijación de los moldes en el último filtro.
Almohadilla de nariz Poliester	Poliester	Alta adhesión, reduce el riesgo de fuga. Almohadilla de nariz Poliester. Fijación a la nariz, más comodidad.
Correa de Oreja	Poliester	Disminuye la irritación de la piel, más seguro que el canucho.
Guía Nasal	Aluminio	Estable y Cómoda.

## Empaque

KN95	Mascarilla respiratoria no Médica KN95 blanco con empaque individual. Talla: Única.	1 bolsa / 1, 20 bolsas / 1 bolsa, 50 bolsas 1 caja 62*47*31cm QTY 1000PCS
KN95	Mascarilla respiratoria no Médica KN95 blanco con empaque individual. Talla: Única.	1 bolsa / 1, 20 bolsas / 1 bolsa, 50 bolsas 1 caja 63*55*34cm QTY 1000PCS

## Instrucciones de Uso

1. El incumplimiento de todas las instrucciones y limitaciones relacionadas con el uso del respirador y/o la falta de uso del mismo durante toda la exposición a contaminantes puede reducir seriamente el rendimiento y conducen a enfermedad, lesión o muerte.
2. Antes de su uso, el usuario debe ser capacitado por el empleador en el uso correcto del respirador de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables.
3. Abandone la mascarilla si se producen marcos, irritación u otras molestias.

## Limitaciones de Uso

1. NO USE el respirador si va a permanecer en un area contaminada con las siguientes circunstancias:

- La atmosfera contiene menos del 19.5% de oxígeno.
- La atmosfera contiene aerosoles de aceite.

Para protección contra gases o vapores

Los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida o la salud.

- Las concentraciones o contaminantes exceden las máximas de uso en las regulaciones gubernamentales o 10 veces el PEL (Limite de exposición permitido), el que sea menor para chorro de arena, operaciones de pintura en aerosol, asbesto.

2 NO modifiqueni use mal al respirador.

3. NO use el respirador con barbas u otro vello facial que interfiera con el contacto directo entre la cara y el borde del respirador o cualquier otra condición que pueda evitar un buen sellado facial.

#### Tenga en cuenta

Los productos pueden diferir de las imagenes y esta mascara KN95 no medica es solo para un solo uso.

#### Instrucciones de Uso:

- Coloque el clip de nariz hacia afuera. Use ambas manos para tirar de cada lado de oreja y asegurese de que la pinza de la nariz mire hacia arriba.
- Póngase la máscara, coloque la barbilla abajo y abrochela en la parte posterior de las orejas.
- Ajustelo a la posición cómoda y cierre la máscara hacia la cara, presione el clip nasal con el dedo indice y del medio de ambas manos para ajustar hasta que encaje cerca del puente de la nariz.
- Realizar prueba de estanqueidad al aire.  
Prueba de estanqueidad al aire (como se muestra en la Figura 5, prueba de estanqueidad entre la mascara y la cara);
  - Cierra los dedos y coloca tu mano sobre la mascara. No muevas la máscara.
  - Inhale fuerte y contenga la respiración por unos segundos. Encontrará un evidente colapso interno de la máscara.
  - Exhala fuerte y aguanta la respiración por unos segundos. Encontrará una clara expansión de la máscara.
  - Si se detecta alguna fuga, vuelva a verificar siguiendo el paso 1-3 hasta los requisitos de los pasos 2 y 3. se cumplen al mismo tiempo.
- Solo el respirador que supera por completo la prueba del paso 1-3, puede cumplir con los requisitos de estanqueidad al aire de la máscara protectora.



## CERTIFICADOS

KN95

<b>CERTIFICATE</b>		
<b>Of Conformity</b>		
Directive 2016/425		
<b>Certificate No.</b>	: STS202003230202PC	
<b>Applicant</b>	: Jiangmen Huadizhiguang lighting co., Ltd	
<b>Address</b>	: Room e,5 Floor ,2 <sup>nd</sup> Building,#6 Xiachang Road Hetang Town Pengjiang Area Jiangmen City,Guangdong China	
<b>Manufacturer</b>	: Jiangmen Huadizhiguang Lighting Co., Ltd	
<b>Address</b>	: Room e,5 Floor ,2 <sup>nd</sup> Building,#6 Xiachang Road Hetang Town Pengjiang Area Jiangmen City,Guangdong China	
<b>Product</b>	: Disposable Protective Mask	
<b>Trade Name</b>	: 	
<b>Model</b>	: KN95, N95	
<b>Test Standard</b>	: EN 149:2001+A1:2009	
<p>The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council Regulation on Personal Protective Equipment directive (EU) 2016/425. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this Personal Protective Equipment Directive.</p> <p>The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.</p>		
		<b>Mar. 23, 2020</b>
John Chief Executives		Date
The CE marking may only be used if all relevant and Effective EC Directives are complied with		
		
<b>Shenzhen Schbeder Technology Co., Ltd</b> 6F, Meinian Building, Nanhai Rd, Nanshan District, Shenzhen, China Tel: 86-755-86343955 Fax: 86-755-21602030 <a href="http://www.sts-lab.com">http:// www.sts - lab.com</a>		

# CERTIFICADOS

KN95

Edition: 3.0 / Valid from: 10.04.2020



## Certificate

ICR Polska/VC/P6301726/A1

**Name and address of certificate owner:** Jiangmen Huadizhiguang lighting Co., Ltd  
Room E.5 Floor,2nd Building,#6 Xiachang Road Hetang Town Pengjiang Area  
Jiangmen City,Guangdong China

**Name and address of manufacturer:** Jiangmen Huadizhiguang lighting Co., Ltd  
Room E.5 Floor,2nd Building,#6 Xiachang Road Hetang Town Pengjiang Area  
Jiangmen City,Guangdong China

**Product name:** Disposable Face Mask

**Product types:** KN95, N95, KF95


**Product trademark:** 

This certificate confirms that the product meets the requirements of the following standard(s):  
EN 149: 2001+ A1: 2009

The certification has been carried out in accordance with individual rules and conditions agreed with the applicant.  
Evaluation has been carried out in accordance with:

**Test report(s) No.:** A20032111SR-01  
**Test conducted by:** United Testing Technology (Hong Kong) Limited

**Certificate issue date:** 18, 04, 2020  
**Expiration date:** 02, 04, 2025

This certificate refers to the above mentioned product and its conformity in regards of above mentioned standard(s) was proven on test sample  
This certificate does not imply meeting all essential requirements, assessment of the series-production or any other restricted Notified Bodies conformity assessment procedure appropriate for the product  
This certificate holder shall use this certificate in connection to declaration of conformity and technical data relevant for the product the certificate was issued  
This certificate does not constitute legal base to affix  marking on the product

Certificate modifications:  
n/a



ICR Polska Co. Ltd.  
Plac Przymierza 6  
03-944 Warsaw  
www.icrpolska.com  
e-mail: icrpolska@icrma.com

Director: Rafał Kalinowski  
Warsaw, 18, 04, 2020



Check certificate status: <https://cert.icrpolska.com/>

# CERTIFICADOS

KN95



**CERTIFICATION EUROPE HONG KONG**

### Certificate of Registration

Certificate NO: 10136639M

This is to Certify that the Medical Devices Industry Management System of

**Jiangmen Huadizhiguang Lighting Co., Ltd**  
Room E, 5 Floor, 2<sup>nd</sup> Building, #6 Xiachang Road, Hetang Town  
Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong Province, China

Has been audited to the following Medical Devices Industry Management System standard:

**ISO13485:2016**

This system is valid for the

**Research and development, production, sales and technical services of mask production equipment; Production and sales of medical equipment, medical thermometer, medical facemasks, protective clothing; Sales of melt spraying cloth, mask raw materials**

**Date of issue: Mar. 24, 2020**      **Date of expiry: Mar. 23, 2023**

This certificate will not remain valid only if the certified organization accepts at least one surveillance audit annually within the validity period of the certificate in which the surveillance audit conforming mark is in the designated position on the certificate.

Issued by: 

12months	24months
----------	----------

**IAF**      **UKAS**      **CERTIFICATION EUROPE HONG KONG LIMITED**

CERTIFICATION EUROPE HONG KONG LIMITED WWW.CEE-HK.COM

# CERTIFICADOS

KN95

**营业执照** (副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码: 91440703MA52JEW72

名称: 江门市蓬江区华之光灯饰有限公司  
 类型: 有限责任公司(自然人独资)  
 法定代表人: 李务君  
 经营范围: 生产、加工、销售: 照明灯具, 电子产品, 家用电器, 五金制品, 塑料制品及其配件(以上不含金属表面处理剂和漆料再生); 销售: 医疗器械、消毒用品、日用品、劳保用品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本: 人民币贰拾万元  
 成立日期: 2018年11月22日  
 营业期限: 长期  
 住所: 江门市蓬江区荷塘镇霞昌路6号2幢第五层(自编E)

登记机关: 江门市市场监督管理局  
 2020年4月1日

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

# CERTIFICADOS

KN95

Fiscal Year 2020

## Information OF FDA REGISTRATION

This Information that:

**JIANGMEN HUADIZHIGUANG LIGHTING CO., LTD**  
 Room E, 5 Floor, 2nd Building, #6 Xiachang Road, Hetang Town  
 Pengjiang District, Jiangmen City, Guangdong Province, China  
 Jiangmen, Guangdong, 518000, CHINA

has completed the FDA Establishment Registration and Device Listing with the US Food & Drug Administration

Owner/Operator Number: 10068129

Device Listing#:

Listing No	Code	Device Name	Proprietary Name
D387714	QKR	Face mask	Disposable protective mask

HD will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this Information until the end of the calendar year stated above, unless said registration is terminated after issuance of this Information. HD makes no other representations or warranties, nor does this Information make any representations or warranties to any person or entity other than the named Information holder, for whose sole benefit it is issued. This Information does not denote endorsement or approval of the Information-holder's device or establishment by the U.S. Food and Drug Administration. HD assumes no liability to any person or entity in connection with the foregoing.

Pursuant to 21 CFR 807.39, "Registration of a device establishment or assignment of a registration number does not in any way denote approval of the establishment or its products. Any representation that creates an impression of official approval because of registration or possession of a registration number is misleading and constitutes misbranding." The U.S. Food and Drug Administration does not issue Information of registration, nor does the U.S. Food and Drug Administration recognize a certificate of registration. HD is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.

Search Web:  
<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRLR1.cfm>  
 Tel: 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)  
 e-mail: webmail@oc.fda.gov

Polly Li engineer  
 Issued: 04/14/2020  
 Expiration Date: 04/13/2021

